

**NOTA INFORMATIVA PER IL PAZIENTE****Nome e Cognome****data di nascita**

Quali sono le sue condizioni di salute?	Gentile paziente, Lei è portatore di un: ☐ Pace-maker ☐ Defibrillatore ☐ Loop recorder
Trattamento proposto:	SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO
Perché si propone questo trattamento? Quali sono le indicazioni e qual è la procedura operativa?	Il dispositivo di cui è portatore necessita di controlli regolari. Il sistema di monitoraggio remoto permette il controllo/monitoraggio del suo dispositivo a distanza, sia per quanto riguarda i parametri elettrici che diverse diagnostiche cliniche. Tale controllo viene eseguito mediante un trasmettitore, attraverso il quale i dati memorizzati sul suo dispositivo cardiaco, possono essere inviati all'ambulatorio dedicato ai controlli del pacemaker, utilizzando la rete telefonica cellulare o fissa (a seconda del sistema utilizzato). Al momento della consegna del trasmettitore le verranno fornite tutte le indicazioni necessarie; le verrà consegnata una documentazione scritta dettagliata riguardante l'utilizzo del trasmettitore stesso. Esistono due modalità con cui i dati memorizzati nel suo dispositivo cardiaco vengono inviati: - trasmissioni programmate: eseguite periodicamente in maniera automatica o manualmente (in base al tipo di dispositivo). L'ospedale programmerà le sue trasmissioni in base al tipo di dispositivo che le è stato impiantato ed in base alle sue specifiche necessità cliniche. - trasmissione in corso di "allarme": trasmissioni non programmate, eseguite automaticamente dal dispositivo nel caso in cui si verificano delle problematiche tecniche (ad esempio il malfunzionamento di un elettrocatteter, l'esaurimento della batteria, etc.) o cliniche (ad esempio insorgenza di un'aritmia). I dati del suo dispositivo sono inviati al Centro Servizi, dove vengono elaborati, decrittati e resi disponibili in un formato leggibile su un sito internet sicuro dedicato, al quale può accedere solo lo staff clinico del centro da cui lei è seguito, mediante un identificativo e una password. I dati inviati verranno revisionati entro 5 giorni lavorativi e, solo qualora emergessero problemi di natura tecnico/clinica, sarà contattato telefonicamente dall'ospedale. Per questo motivo è molto importante che lei comunichi eventuali variazioni dei suoi recapiti telefonici all'ambulatorio. Le informazioni trasmesse sono relative al funzionamento tecnico del dispositivo e solo ad alcuni dati clinici (es. aritmie); alcuni eventi clinici pertanto non possono essere valutati (es. episodio di dolore al torace). Inoltre i tempi di reazione agli eventi non potranno mai consentire una risposta in tempo reale. PERTANTO IL SISTEMA NON DEVE ESSERE CONSIDERATO UN SISTEMA DI EMERGENZA NE' UN SISTEMA SALVAVITA. In caso di disturbi gravi, deve informare immediatamente il suo medico e/o chiedere l'aiuto ai sistemi deputati alla gestione dell'emergenza (118, ambulanza, pronto soccorso).

	Se ha avvertito uno o più caso di shock del dispositivo, nel caso lei sia portatore di un defibrillatore, deve: - se ha subito un singolo shock del defibrillatore e si sente comunque bene, può contattare il nostro ospedale al numero 0315858129 dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 8.30 alle ore 14.30 - se ha subito shock multipli o presenta sintomi persistenti dopo lo shock deve attivare i sistemi di emergenza (118, pronto soccorso). In caso di problemi tecnici nell'utilizzo del sistema di trasmissione o volesse ulteriori informazioni sul sistema di controllo/monitoraggio remoto, contatti il servizio di assistenza tecnica della ditta produttrice o il numero dedicato al monitoraggio remoto (0315858129) attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 8,30 alle ore 14,30. In caso di viaggio, può portare il monitor con sé ed effettuare una trasmissione programmata; il servizio infatti viene fornito gratuitamente su tutto il territorio europeo. Se lo ritiene necessario può fornire i recapiti di riferimento durante il viaggio.
Quali benefici ci attendiamo dal trattamento e quali sono le probabilità di successo?	Il beneficio dell'uso del sistema di monitoraggio remoto consiste nell'individuazione precoce di eventuali problematiche tecniche/cliniche relative al suo dispositivo.
Quali sono i possibili problemi di recupero?	Non ci sono problemi di recupero.
Quali sono gli esiti di eventuale non trattamento?	La mancata adesione al monitoraggio remoto comporta che eventuali eventi aritmici o problematiche tecnologiche del dispositivo possono essere rilevate solo durante i controlli periodici ambulatoriali.
Quali sono le complicanze/effetti indesiderati e avversi?	Non ci sono complicanze descritte relative a questa tecnologia.
Quali sono le alternative al trattamento proposto, se ci sono, e quali i benefici e/o complicanze o effetti indesiderati conosciuti delle alternative?	L'unica alternativa al sistema risulta essere il controllo ambulatoriale eseguito periodicamente, recandosi di persona in ospedale.
Chi saranno i medici e il personale sanitario che propongono ed eseguiranno il trattamento?	Il sistema di monitoraggio remoto viene gestito da personale tecnico specializzato con supporto, qualora vi fossero problematiche, di un medico cardiologo specializzato in Aritmologia ed Elettrostimolazione.

Qualora lo ritenga necessario, l'équipe è sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni.

DATA _____

FIRMA DEL MEDICO
